



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Einweg-Kegelhahn mit massivem Glasküken, Hahn NS 21,5, Bohrung 6,0 mm

43,23 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken

Nach DIN 12541-1 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung.

Eine gerade Bohrung. Material: Borosilikatglas 3.3.

Die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1.

Mit Gummisicherung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0326
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2325
EAN	4058072300685
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	6 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44702
Typ Anschluss	Glasstutzen
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege

