



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® PP-Ersatzhahn für Exsikkator Nr. 2-5311/13

**52,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## 3-Wege-Hahn

Gehäuse aus PP, Verschluss und Dichtungsring aus PTFE

Ersatzteil für Exsikkator mit Hahn (Best.-Nr. 2-5311 und 2-5313)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-5315
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004613
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material Hahn	Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon)
Typ Anschluss Ausgang	Schlaucholive
Typ Anschluss Eingang	Tubus
für DM Schlauch innen 1	8 mm
für Typ Tubus	Deckeltubus Seitentubus

