



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Fluidkontroll-System mit Sperrhahn für Calibrex™ 525/530 Dispenser bis 10 ml

83,72 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Fluidkontroll-System mit Absperrhahn

Kompatibel mit jedem Calibrex™ 525/530.

Neben der Dispensierposition, ermöglicht dieses Element eine Erstfüllung und Rückführung von Reagenzien ohne deren Verlust. Die Verriegelungsstellung des Hahns gibt zusätzliche Sicherheit.

Komplett autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0237
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7614
EAN	4058072367558
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Grau Schwarz
steril	Ja
Bohrung	10 mm
Material Hahn	Polypropylen (PP)
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Schraubadapter

