



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Fluidkontroll-System mit Sperrhahn für Calibrex™ 525/530 Dispenser 25,50,100ml

**83,72 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Fluidkontroll-System mit Absperrhahn

Kompatibel mit jedem Calibrex™ 525/530.

Neben der Dispensierposition, ermöglicht dieses Element eine Erstfüllung und Rückführung von Reagenzien ohne deren Verlust. Die Verriegelungsstellung des Hahns gibt zusätzliche Sicherheit.

Komplett autoklavierbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0238
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7615
EAN	4058072367565
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Grau Schwarz
steril	Ja
Bohrung	15 mm
Material Hahn	Polypropylen (PP)
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Hahn / Ventil	Hahn 1-Wege
Typ Anschluss	Schraubadapter

