



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Glas-Hahnküken, massiv, NS 12,5, Bohrung 1,5 mm, SBW

**9,75 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

Massives **Glas-Hahnküken** mit Gewindesicherung.  
Für Einweg-Kegelhähne; aus Glas.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0329
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2328
EAN	4058072300715
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Bohrung	1.5 mm
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44693

