



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Glas-Hahnküken, massiv, NS 14,5, Bohrung
4,0 mm, SBW**

**10,64 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Massives **Glas-Hahnküken** mit Gewindesicherung.
Für Einweg-Kegelhähne; aus Glas.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | LZ-0332 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2331 |
| EAN | 4058072300746 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| steril | Nein |
| Bohrung | 4 mm |
| Material Küken | Borosilikatglas |
| Normschliff | 44695 |

