



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Glas-Hahnküken, massiv, NS 29,2, Bohrung 10,0 mm, DURAN®

29,56 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Massives **Glas-Hahnküken** mit Gewindesicherung.
Für Einweg-Kegelhähne; aus Glas.
Mit Gummisicherung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0337
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2336
EAN	4058072300791
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Bohrung	10 mm
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	29.2

