



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz PTFE-Hahnküken NS 12,5, Bohrung 1,5 mm

11,20 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

PTFE-Hahnküken mit Gewinde und Gewindehahnsicherung.
Für Einweg-Kegelhähne.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0347
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2346
EAN	4058072300890
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Bohrung	1.5 mm
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	44693

