











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Lenz PTFE-Hahnküken NS 14,5, Bohrung 2,5 mm

12,18 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

PTFE-Hahnküken mit Gewinde und Gewindehahnsicherung. Für Einweg-Kegelhähne.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0349
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2348
EAN	4058072300913
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Bohrung	2.5 mm
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	44695

