




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz PTFE-Hahnküken NS 14,5, Bohrung 4,0 mm

**12,18 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

PTFE-Hahnküken mit Gewinde und Gewindehahnsicherung.  
Für Einweg-Kegelhähne.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0350
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2349
EAN	4058072300920
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Bohrung	4 mm
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	44695

