



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz PTFE-Hahnküken NS 18,8, Bohrung 6,0 mm

17,32 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

PTFE-Hahnküken mit Gewinde und Gewindehahnsicherung.
Für Einweg-Kegelhähne.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0352
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2351
EAN	4058072300944
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
steril	Nein
Bohrung	6 mm
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	44791

