



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Braun Petzold Durchfluss-Hahn je 1x Luer-Lock weibl./männlich

1,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kunststoff-Hähne
mit Endkappen, drehbarer LL-Überwurfmutter, druckgeprüft.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TZ-2762
Hersteller (Marke)	Braun Petzold
alte neoLab ArtikelNr.	2-6358
EAN	4058072398101
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
steril	Ja
Anzahl Luer-Lock männlich	1
Anzahl Luer-Lock weiblich	1
Abbildung	1
Material Hahn	Polycarbonat (PC)
Material Küken	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Hahn / Ventil	Hahn 2-Wege
Typ Anschluss	Luer-Lock weiblich Luer-Lock männlich

