



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Ersatzhahn NS 24 für Exsikkator mit Deckeltubus

**50,09 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Exsikkatoren-Ersatzhähne

Mit Kern NS 24, Duran, PTFE-Spindel

**Best.-Nr. E-1105:** für Deckeltubus

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0394
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2394
EAN	4058072301361
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Ventilspindel	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	24/29
Typ Anschluss Ausgang	Schlaucholive
Typ Anschluss Eingang	Normschliff
für DM Schlauch innen 1	8 mm
für Typ Tubus	Deckeltubus

