



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Ersatzhahn NS 24 für Exsikkator mit seitlichem Tubus

41,68 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Exsikkatoren-Ersatzhähne

Mit Kern NS 24, Duran, PTFE-Spindel

Best.-Nr. E-1106: für Seitentubus

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0395
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2395
EAN	4058072301378
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material Hahn	Borosilikatglas
Normschliff	24/29
Typ Anschluss Ausgang	Schlaucholive
Typ Anschluss Eingang	Normschliff
für DM Schlauch innen 1	8 mm
Material Ventilspindel	Polytetrafluorethylen (PTFE)
für Typ Tubus	Seitentubus

