



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hahnbank 5-fach, Polysulfon, 7 x LL weiblich

16,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flache Ausführung mit Kreuzgriff

Mit Endkappen, druckgeprüft, farbcodierte Hahn-Anschlüsse.

Farbe: transparent

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6357
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008017
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Anzahl Luer-Lock weiblich	7
Material Hahn	Polysulfon (PSU)
Material Küken	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Typ Hahn / Ventil	Hahnbank 5-fach
Typ Anschluss	Luer-Lock weiblich

