



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweiweg-Kegelhahn mit massivem Glasküken, Hahn NS 18,8, Bohrung 4,0 mm

67,98 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweiweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken

Mit massivem Glasküken und Gewindehahnsicherung; zwei schräge Bohrungen.
Die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0364
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2363
EAN	4058072301064
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	4 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44791
Typ Anschluss	Glasstutzen
Typ Hahn / Ventil	Hahn 2-Wege

