



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweiweg-Kegelhahn mit massivem Glasküken, Hahn NS 14,5, Bohrung 1,5 mm, kapillare Ansatzrohre

72,84 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweiweg-Kegelhähne mit massivem Glasküken
Mit Gewindehahnsicherung; zwei schräge Bohrungen.
Die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1.
Mit kapillaren Ansatzrohren.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0367
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2366
EAN	4058072301095
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
steril	Nein
Bohrung	1.5 mm
Material Hahn	Borosilikatglas
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	44695
Typ Anschluss	Glasstutzen
Typ Hahn / Ventil	Hahn 2-Wege

