



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Vakuum-Kegelhahn, Zweiweg, rechtwinklig, Hahn NS 18,8

**55,25 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Vakuum-Kegelhähne** mit rechtwinkligen Ansatzrohren und hohlem Glasküken.

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | LZ-0412            |
| Hersteller (Marke)       | Lenz               |
| alte neoLab ArtikelNr.   | B-2412             |
| EAN                      | 4058072301545      |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur     |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja                 |
| Farbe                    | transparent (klar) |
| steril                   | Nein               |
| Bohrung                  | 4 mm               |
| Material Hahn            | Borosilikatglas    |
| Material Küken           | Borosilikatglas    |
| Normschliff              | 44791              |
| Typ Hahn / Ventil        | Hahn 2-Wege        |
| Typ Anschluss            | Glasstutzen        |

