



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung Subminiatur PP, 1/16 komplett, für 1,6 mm

**7,77 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die ideale Verbindung zum Trennen und Verbinden von Schläuchen und Geräten.

Leichte Handhabung durch Einhandbedienung. Rasten automatisch ein und öffnen bei den Versionen mit Absperrung die Ventile. Beim Entkoppeln schließen sich die Ventile automatisch. Sichere O-Ring-Dichtung aus EPDM.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0860
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048150
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	11
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	männlich weiblich
für DM Schlauch innen 1	1.6 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive Kupplungsteil weiblich. mit Olive

