



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung Subminiatur PP, 1/8 komplett, für 4,0 mm

7,13 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die ideale Verbindung zum Trennen und Verbinden von Schläuchen und Geräten.

Leichte Handhabung durch Einhandbedienung. Rasten automatisch ein und öffnen bei den Versionen mit Absperrung die Ventile. Beim Entkoppeln schließen sich die Ventile automatisch. Sichere O-Ring-Dichtung aus EPDM.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1861
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058388
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	11
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	männlich weiblich
für DM Schlauch innen 1	4.0 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive Kupplungsteil weiblich. mit Olive

