




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich, Gewinde 1/4"

**6,24 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" sind als günstige Variante bestens geeignet für alle Standardanwendungen. Das passende weibliche Kupplungsteil weist eine Kunststoff Entriegelungstaste auf. Dies ist vor allem für die Anwendungen von Vorteil für die Metallteile nicht geeignet sind.

- Keine sichtbaren Metallteile
- Verhindert versehentliches Trennen
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr.                 | 2-0245                                   |
| Hersteller (Marke)       | neoLab                                   |
| EAN                      | 4058072164669                            |
| Farbe                    | Weiß                                     |
| Material                 | Acetal                                   |
| Form                     | gerade                                   |
| Länge                    | 36.3 mm                                  |
| TBST MAX                 | 82 °C                                    |
| TBST MIN                 | -40 °C                                   |
| Kupplungen Eigenschaften | mit Außengewinde                         |
| Betriebsdruck MAX        | 8.3 bar abs.                             |
| Geschlecht Kupplungsteil | männlich                                 |
| für DM Schlauch innen 1  | 6 mm                                     |
| Typ Kupplungsteil        | Kupplungsteil männlich. mit Außengewinde |

