



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich, Absperrung, Schlaucholive 6,4 mm

**10,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



Abbildung ähnlich

## Beschreibung

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" sind als günstige Variante bestens geeignet für alle Standardanwendungen. Das passende weibliche Kupplungsteil weist eine Kunststoff Entriegelungstaste auf. Dies ist vor allem für die Anwendungen von Vorteil für die Metallteile nicht geeignet sind.

- Keine sichtbaren Metallteile
- Verhindert versehentliches Trennen
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0248
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072165086
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gerade
Länge	53 mm
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive mit Absperrung
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	6 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

