



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich, Absperrung, Schlaucholive 9,5 mm

9,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" sind als günstige Variante bestens geeignet für alle Standardanwendungen. Das passende weibliche Kupplungsteil weist eine Kunststoff Entriegelungstaste auf. Dies ist vor allem für die Anwendungen von Vorteil für die Metallteile nicht geeignet sind.

- Keine sichtbaren Metallteile
- Verhindert versehentliches Trennen
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0249
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072182113
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gerade
Länge	53 mm
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive mit Absperrung
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	9 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

