



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich, Acetal, Gewinde 1/4" mit Viton O-Ring

3,88 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" sind als günstige Variante bestens geeignet für alle Standardanwendungen. Das passende weibliche Kupplungsteil weist eine Kunststoff Entriegelungstaste auf. Dies ist vor allem für die Anwendungen von Vorteil für die Metallteile nicht geeignet sind.

- Keine sichtbaren Metallteile
- Verhindert versehentliches Trennen
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr. | 2-0258 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072189211 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Acetal |
| Form | gerade |
| Länge | 35.3 mm |
| TBST MAX | 82 °C |
| TBST MIN | -40 °C |
| Kupplungen Eigenschaften | mit Schlaucholive |
| Betriebsdruck MAX | 8.3 bar abs. |
| Geschlecht Kupplungsteil | männlich |
| Typ Kupplungsteil | Kupplungsteil männlich. mit Olive |
| für DM Schlauch innen 1 | 6 mm |

