



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich,
Abspernung, Winkelstück, Schlaucholive 9,5 mm**

**16,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" haben sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bieten die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die Schnell-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal oder aus chemisch resistentem Polypropylen im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.

- Integrierte Anschlüsse
- "Klick" beim Verbinden
- Verbinden und Trennen mit einer Hand
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0260
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072155582
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gewinkelt
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	1/4"
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	6.4 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

