



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich, Absperrung, Schlaucholive 7,9 mm

**22,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" haben sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bieten die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die Schnell-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal oder aus chemisch resistentem Polypropylen im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.

- Integrierte Anschlüsse
- "Klick" beim Verbinden
- Verbinden und Trennen mit einer Hand
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0871
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048266
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gerade
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive mit Absperrung
Abbildung	6
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	1/4"
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	7.9 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

