



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 1/4", männlich, Schlaucholive 6,4 mm

**6,31 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/4" haben sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bieten die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die Schnell-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal oder aus chemisch resistentem Polypropylen im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.

- Integrierte Anschlüsse
- "Klick" beim Verbinden
- Verbinden und Trennen mit einer Hand
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1871
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058487
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	7
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	1/4"
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	6.4 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

