



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 1/8", männlich, Schlaucholive 6,4 mm

**6,19 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die männlichen neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" decken eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab.

- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
- Entriegelungstaste aus Edelstahl
- "Klick" beim Verbinden mit dem passendem weiblichem Gegenstück

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1865
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058425
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	1/8"
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	6.4 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

