



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Schnellkupplung, 1/8",
männlich, Winkelstück, Schlaucholive 6,4 mm**

**14,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die männlichen neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" decken eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab.

- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
- Entriegelungstaste aus Edelstahl
- "Klick" beim Verbinden mit dem passendem weiblichem Gegenstück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1867
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058449
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	1/8"
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	6.4 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

