



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 3/8", männlich, Absperrung, Schlaucholive 12,7 mm

20,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die kompakten und leichten neoLab Schnellkupplungen aus chemisch resistentem Polypropylen mit einer Nennweite von 3/8" ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten beim weiblichen Gegenstück ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen.

- wahlweise mit Schlaucholive oder mit Außengewinde
- mit Absperrung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0813
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048105
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	7
Betriebsdruck MAX	7.2 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	3/8"
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
für DM Schlauch innen 1	12.7 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

