



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 9/32", männlich, Absperrung, Schlaucholive 6,4 mm

23,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 9/32"** haben ein Hochleistungsventil, das eine größere Durchfluss-Kapazität als jede andere Kupplung dieser Größe bietet.

Chemisch beständiges Polypropylen ist ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Einige weisen als Option eine Schottverschraubung zur dichten Montage an Tankwänden und Fässern auf.

- Größerer Durchfluss trotz kompakter Größe

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0804
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048013
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	5
Anschluss für Gegenstück	9/32"
Betriebsdruck MAX	7.2 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive
für DM Schlauch innen 1	6.5 mm

