



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 1/4", weiblich, Schlaucholive 9,5 mm

8,34 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Schnellkupplung mit 1/4" Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Sie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der Schnellkupplung zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

- Keine sichtbaren Metallteile
- Verhindert versehentliches Trennen
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0241
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072180003
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gerade
Länge	52.6 mm
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Anschluss für Gegenstück	1/4"
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Olive
für DM Schlauch innen 1	9.5 mm

