



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Schnellkupplung, 1/4", weiblich,  
Absperrung, Schlauchverschraubung 6,4 mm  
AD**

**17,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Die Schnellkupplung mit 1/4" Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Sie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der Schnellkupplung zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

- Keine sichtbaren Metallteile
- Verhindert versehentliches Trennen
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0244
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072177430
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gerade
Länge	50 mm
Kupplungen Eigenschaften	mit Absperrung
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-40 °C
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Verschraubung

