



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Schnellkupplung mit Absperrung, PP,
1/8" Vatterteil Schlaucholive 3,2 mm, mit
Gewindeschraube**

**19,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die männlichen neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" decken eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Mit Schlauch-Schutzkragen für zusätzlichen Schutz der 1,6 mm Schlaucholive

- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
- Entriegelungstaste aus Edelstahl
- "Klick" beim Verbinden mit dem passendem weiblichem Gegenstück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0855
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157289
Farbe	elfenbein
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive mit Außengewinde mit Absperrung
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	1/8"
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
Gewinde [Anschluss]	1/8"
für DM Schlauch innen 1	3.2 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

