



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Schnellkupplung, 1/8", weiblich,  
Absperrung, Schlauchverschraubung 4,0 mm  
AD**

**23,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Die robusten neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" und einer Edelstahl Entriegelungstaste mit "Klick" Funktion sorgen für noch stabileren Halt beim Verbinden von Schläuchen.

Wahlweise aus thermoplastischen Acetal oder aus chemisch beständigem Polypropylen.

- Gewährleistet eine sichere Verbindung
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0861
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048167
Farbe	Weiß
Material	Acetal
Form	gerade
Kupplungen Eigenschaften	mit Absperrung
Abbildung	5
Anschluss für Gegenstück	1/8"
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Verschraubung
für DM Schlauch innen 1	2.0 mm

