



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 1/8", weiblich, Absperrung, Schlauchverschraubung 6,4 mm AD

18,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die robusten neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" und einer Edelstahl Entriegelungstaste mit "Klick" Funktion sorgen für noch stabileren Halt beim Verbinden von Schläuchen.

Wahlweise aus thermoplastischen Acetal oder aus chemisch beständigem Polypropylen.

- Gewährleistet eine sichere Verbindung
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr. | 2-0863 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072048181 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Acetal |
| Form | gerade |
| TBST MAX | 71 °C |
| TBST MIN | 0 °C |
| Kupplungen Eigenschaften | mit Absperrung |
| Abbildung | 5 |
| Betriebsdruck MAX | 8.3 bar abs. |
| Anschluss für Gegenstück | 1/8" |
| Geschlecht Kupplungsteil | weiblich |
| für DM Schlauch innen 1 | 4.3 mm |
| Typ Kupplungsteil | Kupplungsteil weiblich. mit Verschraubung |

