



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 1/8", weiblich, Absperrung, Schlaucholive 3,2 mm

**19,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die robusten neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" und einer Edelstahl Entriegelungstaste mit "Klick" Funktion sorgen für noch stabileren Halt beim Verbinden von Schläuchen.

Wahlweise aus thermoplastischen Acetal oder aus chemisch beständigem Polypropylen.

- Gewährleistet eine sichere Verbindung
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 2-1862                            |
| Hersteller (Marke)       | neoLab                            |
| EAN                      | 4058072058395                     |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur                    |
| Farbe                    | beige                             |
| Material                 | Polypropylen (PP)                 |
| Form                     | gerade                            |
| TBST MAX                 | 71 °C                             |
| TBST MIN                 | 0 °C                              |
| Kupplungen Eigenschaften | mit Schlaucholive mit Absperrung  |
| Abbildung                | 4                                 |
| Betriebsdruck MAX        | 8.3 bar abs.                      |
| Anschluss für Gegenstück | 1/8"                              |
| Geschlecht Kupplungsteil | weiblich                          |
| für DM Schlauch innen 1  | 3.2 mm                            |
| Typ Kupplungsteil        | Kupplungsteil weiblich. mit Olive |

