



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 1/8", weiblich, Absperrung, Schlaucholive 6,4 mm

19,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die robusten neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 1/8" und einer Edelstahl Entriegelungstaste mit "Klick" Funktion sorgen für noch stabileren Halt beim Verbinden von Schläuchen.

Wahlweise aus thermoplastischen Acetal oder aus chemisch beständigem Polypropylen.

- Gewährleistet eine sichere Verbindung
- Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1863
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058401
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	71 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive mit Absperrung
Abbildung	4
Anschluss für Gegenstück	1/8"
Betriebsdruck MAX	8.3 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Olive
für DM Schlauch innen 1	6.4 mm

