



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 3/8", weiblich, Absperrung, Schlaucholive 12,7 mm

**26,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die kompakten und leichten neoLab Schnellkupplungen aus chemisch resistentem Polypropylen mit einer Nennweite von 3/8" ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen.

- wahlweise mit Schlaucholive oder mit Außengewinde
- mit Absperrung

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0808
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048051
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	2
Anschluss für Gegenstück	3/8"
Betriebsdruck MAX	7.2 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Olive
für DM Schlauch innen 1	12.7 mm

