



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 3/8", weiblich, Absperrung, Schraubmutter, Schlaucholive 9,5 mm

**29,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die kompakten und leichten neoLab Schnellkupplungen aus chemisch resistantem Polypropylen mit einer Nennweite von 3/8" ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen.

- wahlweise mit Schlaucholive oder mit Außengewinde
- mit Absperrung

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0810
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048075
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	4
Betriebsdruck MAX	7.2 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	3/8"
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
für DM Schlauch innen 1	9.5 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Olive

