



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Schnellkupplung, 3/8", weiblich, Absperrung, Schraubmutter, Schlaucholive 12,7 mm

Sonderangebot

19,00 €

Normalpreis

28,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die kompakten und leichten neoLab Schnellkupplungen aus chemisch resistentem Polypropylen mit einer Nennweite von 3/8" ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen.

- wahlweise mit Schlaucholive oder mit Außengewinde
- mit Absperrung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0811
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048082
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	5
Anschluss für Gegenstück	3/8"
Betriebsdruck MAX	7.2 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	0 °C
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Olive
für DM Schlauch innen 1	12.7 mm

