



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schnellkupplung, 9/32", weiblich, Absperrung, Schlaucholive 9,5 mm

**21,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die weiblichen **neoLab Schnellkupplungen mit einer Nennweite von 9/32"** mit Kunststoff Entriegelungstaste haben ein Hochleistungsventil, das eine größere Durchfluss-Kapazität als jede andere Kupplung dieser Größe bietet. Chemisch beständiges Polypropylen ist ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Einige weisen als Option eine Schottverschraubung zur dichten Montage an Tankwänden und Fässern auf.

- Größerer Durchfluss trotz kompakter Größe

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0801
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047986
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	0 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Abbildung	2
Betriebsdruck MAX	7.2 bar abs.
Anschluss für Gegenstück	9/32"
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
für DM Schlauch innen 1	9.5 mm
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil weiblich. mit Olive

