



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Stecktülle mit Olive, Messing, NW 2,7 für 4 mm Ø

Sonderangebot

0,60 €

Normalpreis

0,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Einseitig absperrende Schnellverschlusskupplungen.
Vielseitige Anschlußmöglichkeiten sind garantiert.
Großer Durchgang bei kleinen Baumaßen sowie geringer
Druckabfall beim Umkuppeln.
Material: Messing

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6292
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072073572
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Gold
Material	Messing
Form	gerade
Länge	24 mm
TBST MAX	100 °C
TBST MIN	-20 °C
Kupplungen Eigenschaften	mit Schlaucholive
Betriebsdruck MAX	35 bar abs.
Geschlecht Kupplungsteil	männlich
Typ Kupplungsteil	Kupplungsteil männlich. mit Olive

