



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schraubkupplung mit PTFE Dichtung, GL 14

22,05 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubkupplung aus chemisch beständigem PBT und integrierter Silikon (VMQ) Dichtung.. Die Schraubkupplung kann zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden benutzt werden. Ideal zur Entfernung von Lösungsmitteln direkt aus Lagergefäßen ohne Umfüllvorgang.

Gewinde: GL 14

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2720
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2920
EAN	4058072363284
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot weiß
Material	Polybutylenterephthalat (PBT)
Form	gerade
Länge	38 mm
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-45 °C
Anschluss für Gegenstück	GL 14
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
Gewinde [Anschluss]	GL 14
Typ Kupplungsteil	Schraubkupplung mit GL Überwurfverschraubungen

