



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schraubkupplung mit PTFE Dichtung, GL 18

25,45 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubkupplung aus chemisch beständigem PBT und integrierter Silikon (VMQ) Dichtung.. Die Schraubkupplung kann zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden benutzt werden. Ideal zur Entfernung von Lösungsmitteln direkt aus Lagergefäßen ohne Umfüllvorgang.

Gewinde: GL 18

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | SD-2721 |
| Hersteller (Marke) | DURAN |
| alte neoLab ArtikelNr. | E-2921 |
| EAN | 4058072363291 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | rot weiß |
| Material | Polybutylenterephthalat (PBT) |
| Form | gerade |
| Länge | 42 mm |
| TBST MAX | 180 °C |
| TBST MIN | -45 °C |
| Anschluss für Gegenstück | GL 18 |
| Geschlecht Kupplungsteil | weiblich |
| Gewinde [Anschluss] | GL 18 |
| Typ Kupplungsteil | Schraubkupplung mit GL Überwurfverschraubungen |

