



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Schraubkupplung mit PTFE Dichtung, GL 25

31,16 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schraubkupplung aus chemisch beständigem PBT und integrierter Silikon (VMQ) Dichtung.. Die Schraubkupplung kann zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden benutzt werden. Ideal zur Entfernung von Lösungsmitteln direkt aus Lagergefäßen ohne Umfüllvorgang.

Gewinde: GL 25

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2723
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2922
EAN	4058072363314
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	rot weiß
Material	Polybutylenterephthalat (PBT)
Form	gerade
Länge	48 mm
TBST MAX	180 °C
TBST MIN	-45 °C
Anschluss für Gegenstück	GL 25
Geschlecht Kupplungsteil	weiblich
Gewinde [Anschluss]	GL 25
Typ Kupplungsteil	Schraubkupplung mit GL Überwurfverschraubungen

