













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Lenz Kernschliff NS 24/29 m. Verengung, 22x1,8x130 mm, 10 Stk/Pack

44,10 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12249 Form G und in Ergänzung zur Norm

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0038
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2037
EAN	4058072297800
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas

