



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Kernschliff NS 45/40 m. Ver., 40x2,3x300 mm

**269,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0087
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2086
EAN	4058072298296
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	40 mm
Material	Borosilikatglas
Länge	300 mm
Normschliff Kern	45/40

