



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Kernschliff NS 34/35, 30x2,0x130 mm, 10 Stk/Pack

86,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12249 Form B und in Ergänzung zur Norm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0025
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2024
EAN	4058072297671
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	30 mm
Material	Borosilikatglas
Länge	130 mm
Normschliff Kern	34/35
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12249

