



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Kernschliff NS 45/40, 40x2,3x145 mm, 10
Stk/Pack**

**115,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Geschliffene Kegelkerne aus DURAN®-Rohr. Nach DIN 12249 Form B und in Ergänzung zur Norm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0027
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2026
EAN	4058072297695
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	40 mm
Material	Borosilikatglas
Länge	145 mm
Normschliff Kern	45/40
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12249

